

# Kvikk guide sementering

Produkt	Indikasjonsområde	Preparering	Fargeuttak	Sementering		
<b>Metallkeramiske arbeid</b>	Krone, broer (også implantatbåren), splittkroner, marylandbroer	Alle typer prepareringer	Vita Lumin Vacuum			
<b>Gullkroner, gullinnlegg og -onlay</b>	Kroner, inlay, onlay	Alle typer prepareringer på kroner	-----			
<b>Zirconia</b>	Kroner, broer (også implantatbåren), splittkroner, marylandbroer	Chamfer prep, avrundede kanter	Før prep: Vita Lumin Vacuum. Etter prep: Beskriv ev. sterk misfargede pilarer			
<b>Glasskeramer som IPS e.max</b>	Kroner, 3 ledds broer i front, fasetter, inlay, onlay, etsebroer	Chamferprep med avrundede kanter, inlay og onlay bevel prep	Før prep: Vita Lumin Vacuum. Etter prep: Beskriv ev. sterk misfargede pilarer med Ivoclar <i>Natural die ND</i> fargeskala eller Vita Lumin Vacuum	*		*
<b>Feltspatporselen (brennkeramer)</b>	Fasetter	Alle typer prepareringer	Se glasskeramer!	*		*

Sinkfosfat sement
Glassionomer sement
Kompositt dualsement
\*med etsing og bonding
Selvetsende kompositt dualsement
\* med etsing og bonding